




## Dahlia Recliner

Användarmanual / User Manual  
För Elektriska Recliner och Lyftstol / For Electric Recliner and Lift Chair



## Innehållsförteckning / Table of Contents

1. Introduktion / Introduction
2. Installation och Säkerhet / Installation & Safety
3. Funktioner / Feature
4. Avtagbar klädsel / Removable Upholstery
5. Laddning och Batteriskydd / Charging and Battery Care
6. Underhåll / Maintenance
7. Felsökning / Troubleshooting
8. Fjärrkontroll / Hand Control
9. Teknisk Information / Technical Information
10. Säkerhet / Safety
11. Allmän information / General Information
12. Avfall och Återvinning / Disposal & Recycling

Manufacturer  
NC Nordic Care AB  
Ydrevägen 23  
573 35 Tranås

info@ncnordiccare.se  
0140 38 40 60  
www.ncnordiccare.se

Supplier  
Ciar SPA  
611 22 Pesaro, Italy  
ww.ciar.it

Mechanism  
Type: CF46LR03

# 1. Introduktion / Introduction

SE

Denna manual är en förenklad guide för att använda, sköta och felsöka din elektriska recliner eller lyftstol. Läs noggrant igenom före användning.

EN

This manual is a simplified guide for using, maintaining, and troubleshooting your electric recliner or lift chair. Please read carefully before use.

# 2. Installation och Säkerhet / Installation & Safety

SE

1. Packa upp stolen försiktigt och ta bort all plast.
2. Placera stolen på ett plant underlag.
3. Anslut elkabeln till vägguttaget (endast jordat uttag).
4. Kontrollera att kablar inte är i kläm.
5. Testa funktionerna innan användning.
6. Kontrollera att hjulen är uppfällda (rullvagnen inte aktiv). Stolen fungerar inte om hjulen är nedfällda.
7. Använd inte stolen vid vattenskada.

EN

1. Carefully unpack the chair and remove all plastic.
2. Place the chair on a flat surface.
3. Connect the power cable to a wall outlet (only grounded outlet).
4. Ensure cables are not pinched or damaged.
5. Test the functions before use.
6. Ensure the wheels are retracted. The chair will not function if the wheels are down.  
(transport mode deactivated)
7. Do not use during water exposure.




### 3. Funktioner / Features

SE

1. Lyft- och recliner-funktioner med steglös kontroll.
2. Tyst motor.
3. Enkel handkontroll med upp/ned-knappar.
4. Utrustad med rullvagn för enkel förflyttning.
5. Praktisk förvaringsficka för handkontrollen.

EN

1. Lift and recliner functions with smooth adjustment.
2. Quiet motor.
3. Simple remote control with up/down buttons.
4. Equipped with a trolley for easy movement.
5. Convenient storage pocket for the remote control.



### 4. Avtagbar Klädsel / Removable Upholstery

SE

Klädseln är avtagbar för enklare rengöring. Sits, rygg samt armstödsskydd.

EN

The upholstery is removable for easier cleaning. Seat, back and armrest cover.



## 5. Laddning och Batterivård / Charging and Battery Care

SE

Ladda enheten enligt instruktion. (se kap 2)  
Ha uppsikt vid laddning och dra ur laddaren när batteriet är fulladdat. Detta förlänger batteriets livslängd och förhindrar slitage.

EN

Charge the unit according to the instructions (see cap 2) Monitor during charging and unplug the charger once fully charged. This extends battery life and prevents damage.



## 6. Underhåll / Maintenance

SE

Rengör med en lätt fuktad trasa (OBS ej mekanismen).  
Undvik starka kemikalier.  
Kontrollera regelbundet elsladdar och fjärrkontroll.

EN

Clean with a lightly damp cloth (OBS not the mekanism).  
Avoid strong chemicals.  
Regularly inspect cables and hand control.

## 7. Felsökning / Troubleshooting

SE

Problem	Lösning
Ingen respons	Kontrollera strömkabeln, Kontrollera att hjulen är uppfällda
Motor låter men rör sig ej	Se om något blockerar mekanismen
Fjärrkontrollen fungerar inte	Byt batteri eller kontrollera anslutning

EN

Problem	Solution
No response	Check power cord, Ensure the wheels are retracted
Motor sounds but does not move	Check for mechanical obstructions
Remote control does not work	Replace battery or check connection

## 8. Fjärrkontroll / Hand Control

SE



Genom att trycka på knappen återgår stolen till utgångsläget.

Genom att fortsätta trycka på knappen flyttas stolen från Relax-läget till Lift-läget.



Genom att trycka på knappen rör sig fotstödet uppåt; släpper du knappen stannar fotstödet.



Genom att trycka på knappen flyttas ryggstödet bakåt; När du släpper knappen stannar ryggstödet.



Genom att trycka på knappen rör sig ryggstödet uppåt och fotstödet rör sig neråt.



Genom att trycka på knappen återgår stolen till utgångsläget (hemläge).

EN



By pressing the button, the footrest moves upwards.

By continuing to press the button, the chair moves from the Relax position to the Lift position.



By pressing, the footrest moves upwards; releasing the key, the footrest stops.





By pressing, the backrest moves backward; releasing the key, the backrest stops.



By pressing the key, the backrest moves upwards and the footrest moves backwards.



By pressing the button, the chair returns to the starting position (home position).



## 9. Teknisk Information / Technical Information

SE

- Spänning: 100-240V, 50/60Hz - 220V
- Testad för : 160 kg

EN

- Voltage: 100-240V, 50/60Hz
- Max weight: 160 kg

## 10. Säkerhet / Safety

SE

- Produkten är endast för inomhusbruk i torr miljö.
- Använd inte produkten vid vattenskada eller vattenexponering.
- Koppla ur strömmen när stolen inte används eller vid rengöring.
- Flytta aldrig stolen medan den är ansluten till eluttag.
- Se till att elkabeln inte är en snubbelrisk och inte ligger under stolen.
- Kontrollera regelbundet att kablar och kontaktdon inte är skadade.
- Barn och husdjur ska hållas borta vid användning.
- Rörliga delar kan orsaka skada – håll händer, fötter och föremål borta från mekanismen.
- Ladda endast batteriet med originaladapter och lämna aldrig laddning utan uppsikt.
- **OBS!** Stolen är inte avsedd för att transportera personer.

### **Brandsäkerhet för litiumjonbatteri:**

Produkten innehåller ett litiumjonbatteri (26 V, 2,2 Ah).

### **Vid varmt batteri:**

- Avbryt genast laddningen om batteriet blir väldigt varmt. Var observant på ökad rök-och värmeproduktion. Röken är giftig och ett brandförlopp går snabbt.
- Produkten behöver därefter kontrolleras och godkännas av el-sakkunnig personal innan laddning på nytt sker.

### **Vid brand:**

- Om produkten står på laddning när det börjar ryka eller brinna – avbryt laddningen genom att dra ur sladden (utan att riskera din säkerhet).
- Utrym lokalen och stäng dörren till rummet med det brinnande föremålet.
- Larma 112.

EN

- This product is intended for indoor use in a dry environment only.
- Do not use the chair if exposed to water or moisture.
- Unplug the chair when not in use or during cleaning.
- Never move the chair while connected to a power outlet.
- Ensure the power cable is not a tripping hazard or placed under the chair.
- Regularly check that cables and connectors are not damaged.
- Keep children and pets away during operation.
- Moving parts may cause injury – keep hands, feet and objects clear of the mechanism.
- Charge the battery only with the supplied adapter and never leave it charging unattended.
- **NOTE:** The chair is not intended for transporting people.

### **Fire Safety for Lithium-Ion Battery:**

The product contains a lithium-ion battery (26 V, 2.2 Ah).

### **If the battery becomes hot:**

- Stop charging immediately if the battery becomes very hot. Watch for increased smoke and heat. The smoke is toxic, and a fire can spread quickly.
- The product must then be inspected and approved by qualified electrical personnel before charging again.

### **In case of fire:**

- If the product is charging when smoke or fire appears – stop charging by unplugging the cord (without risking your safety).
- Evacuate the area and close the door to the room with the burning item.
- Call emergency services (112).

## 11. Allmän information / General Information

### SE

- Ta bort allt emballage före användning.
- Produkten ska endast användas av personer med full fysisk och mental förmåga, om inte under tillsyn.
- Använd inte stolen under påverkan av alkohol eller medicin.
- Sitt inte på fotstöd, armstöd eller ryggstöd – stolen kan tippa eller ta skada.
- Använd endast på en plan och stabil yta.
- Överskrid aldrig maxvikten enligt tillverkarens specifikation.
- Kontrollera att inget är under stolen innan användning.
- Lämna inte stolen i upphöjt läge när den inte används.
- Endast en person åt gången får använda stolen.
- Stolen är inte utrustad med batteribackup om det inte är specificerat vid köp.

### EN

- Remove all packaging before use.
- This product is intended for users with full physical and mental capability unless supervised.
- Do not use the chair under the influence of alcohol or medication.
- Do not sit on the legrest, armrests, or backrest – may cause tipping or damage.
- Use only on a flat and stable surface.
- Never exceed the maximum load as specified by the manufacturer.
- Ensure nothing is underneath the chair before operating.
- Do not leave the chair in a raised position when not in use.
- Only one person may use the chair at a time.
- The chair is not equipped with battery backup unless specified at purchase.

## 12. Avfall och Återvinning / Disposal & Recycling

### SE

- Denna produkt innehåller elektronik och ett uppladdningsbart batteri och får inte slängas med hushållsavfall.
- Produkten omfattas av WEEE-krav (Waste Electrical and Electronic Equipment) och ska återvinnas enligt nationella avfallsregler i det land där produkten satts på marknaden.
- Lämna produkten till en godkänd återvinningsstation eller insamling för elektronikavfall.
- Batteriet ska lämnas in separat om lokala regler kräver det. Batteriet avlägsnas genom att skruva loss skruvarna som fäster batteriet intill mekanismen.
- Skadade eller uttjänta batterier ska hanteras som farligt avfall och lämnas till en auktoriserad återvinningspunkt.

### EN

- This product contains electronic components and a rechargeable battery and must not be disposed of with household waste.
- The product is subject to WEEE requirements (Waste Electrical and Electronic Equipment) and must be recycled according to the national waste regulations of the country where the product is placed on the market.
- Dispose of the product at an approved recycling facility or electronic waste collection point.
- The battery must be disposed of separately if required by local regulations, the battery is detached by loosening the screws securing it to the mechanism.
- Damaged or end-of-life batteries must be treated as hazardous waste and returned to an authorized recycling point.