




## DIMENSIONER

Höjd	122 cm
Bredd	68 cm
Sitthöjd	45 cm
Sittdjup	52 cm
Höjd armledare	65 cm



Valfri kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

## VYER



## FUNKTIONSFÅTÖLJ

# JOHN 380

John är NC Nordic Cares mest exklusiva funktionsfåtölj, med innovativ design och många smarta funktioner som underlättar för användaren.

John är en steglös och ställbar funktionsfåtölj med reglage i högkvalitativt skinn. Den har justerbar nackkudde och fällbara gavlar för ökad komfort och tillgänglighet, och sitsen är även reglerbar för att göra fåtöljen mer inkluderande och användarvänlig. För bästa hygien har John avtagbart tyg och glipta mellan sits, rygg och gavlar, vilket minskar risken för att smuts och bakterier fastnar. John är testad för 160 kg brukarvikt enligt Möbelfaktas kravställningar.

John lämpar sig väl i offentliga miljöer där tillgänglighet och bekvämlighet är viktiga, exempelvis vård- och omsorgsboenden.

Fåtöljen tillverkas i björk och är märkt med Möbelfakta. Den erbjuds som standard i klarlack, vit eller svart, men kan även beställas i valfri kulör som special.

Design: Peter Andersson




## MERVÄRDE

- Enhetligt uttryck med multifunktioner
- Anpassningsbar och generös sittplats
- Erbjuder många taktila material
- Fällbara gavlar
- Reglerbar sits
- Glipta mellan sits, rygg och gavlar för bästa hygien
- Avtagbar klädsel
- Testad för offentlig miljö och lever upp till kraven för hållbarhet & säkerhet enligt följande standard, EN 16139
- Testad för 160kg

## NC Nordic Care AB

Box 30 573 35 Tranås Sweden  
 +46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se  
 ncnordiccare.se



## TILLVAL

- Stomme i klarlack, vit eller svart (standard)
- Stomme i valfri kulör (special)
- Valfritt tyg
- Gummiväv/Sjukhusväv i sits
- Bålstöd
- Hjul
- Fotplatta

## ÅTERBRUK

- Massivt trä
- Avtagbar klädsel

## LÄDER

Vårdar du lädret på rätt sätt så blir det vackrare med åren.

- Läder är värmekänsligt. Därför bör direkt solljus och nära kontakt med värmeelement undvikas.
- Dammsug möbeln för att få bort lös smuts och damm.
- Torka av lädret med lätt fuktig trasa och vid rengöring kan en mild tvållösning användas.
- Vattenbaserade lädervårdsprodukter förlänger livslängden.

## METALL

- Till vanlig rengöring används en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel.
- Till hårt smutsade ytor kan en fuktad trasa med alkohol användas.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

## PLAST

Till avtorkning används mildt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel. Vanligt diskmedel fungerar bra.

## TEXTIL

- Avtagbara och tvättbara tyger tvättas enligt tvättråd. Dessa är sydda med krympmån, tvätta före användning för optimal passform.
- Dammsugning med mjukt munstycke är ofta tillräckligt som rengöring.
- Fläckar bör alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de flesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, vid svårare fläckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk.
- Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående fläckar.
- Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets specifikation.

## TRÄ

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:



- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.

## NC Nordic Care AB

Box 30 573 35 Tranås Sweden

+46(0)140-38 40 60, [info@ncnordiccare.se](mailto:info@ncnordiccare.se)

[ncnordiccare.se](http://ncnordiccare.se)